



## “倍利”肺部影像輔助判讀軟體

本產品可在醫師進行常規檢查時，輔助識別與標記雙肺 CT 系列影像的結節，於醫師進行常規閱讀雙肺 CT 系列影像時，顯現標記結果。當本產品接收到來自醫院 PACS 系統的 CT 系列影像時，先檢查影像品質符合需求，並確認所需欄位後，進行辨識並標記疑似結節。完成標記後，透過符合 DICOM 標準協議寫回資訊；使用者透過操作 DICOM Viewer，對偵測結果影像進行閱片，並顯示疑似結節標記結果。

